



Подголовник для мытья головы

61016, 61017



Руководство по эксплуатации

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА _____	3
1.1 Назначение _____	3
1.2 Технические характеристики _____	3
1.3 Упаковка _____	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ _____	3
2.1 Важные предупреждения _____	3
2.2 Порядок работы _____	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик подголовника для мытья головы 61016, 61017.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Надувные подголовники 61016, 61017 облегчают уход за лежачим больным и позволяют проводить гигиенические процедуры с легкостью и комфортом для пациента.

### 1.2 Технические характеристики

цвет	белый
материал	винил, ABS пластик
размеры подголовника в надутом состоянии (ДхШхВ), см	65х50х25
размеры ёмкости для воды (ШхВ) (для 61017), см	49х30
длина шлангов, см	70
максимальный объем жидкости, л	6

### 1.3 Упаковка

Комплектация 61016: подголовник, сливной шланг, руководство по эксплуатации.  
Комплектация 61017: подголовник, 2 сливных шланга, насос, ёмкость для воды с креплением, лейка, руководство по эксплуатации.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

Перед началом использования, убедитесь, что изделие находится в рабочем состоянии. Не используйте воду температурой выше 50 градусов.

## 2.2 Порядок работы:

### Надувной подголовник арт. 61016

1. Надуйте подголовник для мытья головы с помощью насоса (не включен в базовую комплектацию) или с помощью рта.
2. Положите подголовник под голову пользователя.
3. Поместите конец сливного шланга в водонепроницаемый пакет для слива. Заметка: убедитесь, что пакет для слива находится ниже подголовника. На нижней части подголовника имеется пробка сливного отверстия.
4. Намочите волосы, нанесите шампунь, а затем тщательно прополощите волосы.
5. Уберите подголовник после того, как вся вода выльется из подголовника.
6. После использования прополощите подголовник и высушите его. Оставьте подголовник в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что он полностью высох. Затем сложите его и уберите в коробку, которая предназначена для подголовника.

### Надувной подголовник, арт. 61017

1. Надуйте подголовник для мытья головы с помощью насоса.
2. Соедините ёмкость для воды с шлангом, а шланг с лейкой.
3. Наполните ёмкость для воды теплой водой и закрепите ее на возвышении
4. Положите подголовник под голову пользователя.
5. Поместите конец сливного шланга в водонепроницаемый пакет для слива, ведро или другую ёмкость. Убедитесь, что ёмкость для слива находится ниже подголовника. На нижней части подголовника имеется пробка сливного отверстия.
6. Намочите волосы, нанесите шампунь, а затем тщательно прополощите волосы.
7. Уберите подголовник после того, как вся вода выльется из подголовника.
8. После использования прополощите подголовник, ёмкость для воды и высушите их. Оставьте подголовник в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что они полностью высохли. Затем сложите его и уберите в коробку для хранения.

## 3. Техническое обслуживание

После использования прополощите подголовник и высушите его. Оставьте подголовник в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что он полностью высох. Затем сложите его и уберите в коробку, которая предназначена для подголовника.

## 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Подголовник для мытья головы 61016, 61017.

Производитель: «Валентайн Интернейшнл Лтд», Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)